

※発注品の「型式・材質・納期・仕様書記載品以外の同等品認定・その他の内容」等について疑義がある場合は、事前に仕様書記載の担当課へ直接問い合わせること(但し、担当者が一時不在や施設により平日閉庁の場合があるので注意すること)。担当課の事前承認なき場合は、仕様書記載どおりに履行すること。
見積時の質疑・同等品認定、随意契約伺への無承認事項の記載、落札後の条件変更等は認めない。

1

購入仕様書

- 1 契約件名
- 担架 外6件
- 2 履行場所
- 福岡市立周船寺中学校及び福岡市立舞鶴小・中学校(保健室)
- 3 履行期間
- 契約締結の日から令和8年3月31日まで

	品名	規格	単位	数量	備考 (参考品)
1	担架	アルミパイプ 把手伸縮式 2ツ折り足付	台		ヤガミ【YS-40-A-T】同等品以上 2 周船寺中学校用：1台・舞鶴小学校用：1台
2	担架収納ケース	No1の担架が収納可能であるもの 転倒防止のため金具等による固定も含む	台		ヤガミ【SHC-1T】同等品以上 2 周船寺中学校用：1台・舞鶴小学校用：1台
3	寝台	座面高さ40～45cm マットレス付	台		ヤガミ【YBM-6P】同等品以上 4 周船寺中学校用：2台・舞鶴小学校用：2台
4	LEDフレキシブル照明灯	照度約1300Lux±15% (測定距離80cm) 電源AC100V 50/60Hz	台		ヤガミ【LX-03】同等品以上 2 周船寺中学校用：1台・舞鶴小学校用：1台
5	手洗鉢台	1個用 材質：ステンレス製キャスター付	台		ヤガミ【BS-1N】同等品以上 2 周船寺中学校用：1台・舞鶴小学校用：1台
6	上腕式血圧計	上腕式電子血圧計 カフ式	台		参考品 オムロンHCR7106・テルモES-W5200ZZ 2 同等品以上 周船寺中学校用：1台・舞鶴小学校用：1台
7	聴診器	聴診器 シングル	台		参考品 ヤガミ【聴診器】同等品以上 2 周船寺中学校用：1台・舞鶴小学校用：1台

- 4 その他
- ① 同等品以上で見積もる場合は、入札（見積り合わせ）の2営業日前17時までに、
同等品申請書・カタログ（写し）を持参して、担当課の了承を得ること。
- ② 契約後、色、納期等について下記担当者と打ち合わせること。
- ③ 履行場所の舞鶴小・中学校及び周船寺中学校が建設中であるため、納品は3月上旬以降を予定。
契約後納入日時等については下記担当者と打ち合わせること。
- ④ 設置場所への搬入、据え付けを含む。
- ⑤ 納品時の養生・残材処理・清掃に関する費用は落札者の負担で行うこと。

問い合わせ先
教育委員会教育支援部健康教育課
市役所内 11階
担当：桑野・山田
電話：092-711-4643

※発注品の「型式・材質・納期・仕様書記載品以外の同等品認定・その他の内容」等について疑義がある場合は、事前に仕様書記載の担当課へ直接問い合わせること(但し、担当者が一時不在や施設により平日閉庁の場合があるので注意すること)。
担当課の事前承認なき場合は、仕様書記載どおりに履行すること。
見積時の質疑・同等品認定、随意契約同への無承認事項の記載、落札後の条件変更等は認めない。

(物 品 用)

購入仕様書

件 名 蘇生訓練用人形（成人型）
履 行 場 所 消防局予防部防災センター
履 行 期 間 契約締結の日から令和8年1月15日まで

内 訳

品 名	規 格	単位	数量	備 考
蘇生訓練用人形（成人型）	1 寸法 高さ65cm×幅34cm×奥行21cm（±15cm） 2 構成品 ①人形本体 1 体 ②マネキンフェイス 1 枚/1 体 ③エアウエイ 1 枚/1 体 ④マネキンワイプ 4 枚/1 体 ⑤ジャケット 1 枚/1 体 ⑥ソフトキャリングケース 1 個/1 体 3 フィードバック機能 タブレット若しくはクリッカー方式の機能を有すること	式	8	【参考品】 レールダルメディカルジャパン(株) (品番：123-01050) 同等品以上可

その他

- ① 同等品以上で見積もる場合は、入札（見積り合わせ）の2営業日前15時までに、カタログやサンプル等を持参して、担当課の了承を得ること。
- ② 疑義が生じた場合や仕様書に定めのない事項については、担当と協議すること。

問い合わせ先
消防局予防部防災センター
消防本部 6 階
中央区舞鶴 3 丁目 9 番 7 号
担当：宮岡
電話：092-725-6574



Laerdal
helping save lives

ホーム>プロダクト>蘇生トレーニング>CPR（心肺蘇生）マネキン>リトルアン QCPR >123-01050 - リトルアンQCPR

リトルアンQCPR



商品番号: 123-01050

構成品:

- リトルアンQCPR本体
- マネキンフェイス1枚
- エアウェイ1枚
- マネキンワイブ4枚
- ジャケット
- ソフトキャリングケース/トレーニングマット

重量: 2.7 kg

寸法: 65 cm x 34 cm x 21 cm

詳細情報:

- リトル アン QCPR




Laerdal®

helping save lives




リトルアン® QCPR


リアルで耐久性に優れたCPRトレーニングマネキンであるリトルアン® QCPRマネキンは、QCPR測定機能とフィードバックテクノロジーを搭載して機能が強化されており、質の高いバイスタンダーCPRトレーニングを実施できます。インストラクターはスマートフォンやタブレットをリトルアン® QCPRに接続して受講生に客観的なフィードバックとモニタリング結果を配信でき、トレーニングをより効果的、かつ効率的に進められるようになり、受講生は集中して積極的に学習に取り組めます。一度にモニタリング可能な受講生は最大6人です。リトルアン® QCPRがあれば、インストラクターは受講生一人一人に常に正しいCPRを学んでもらうことができます。




リアルで耐久性に優れた軽量デザイン




圧迫と換気に関するリアルタイムフィードバック



スコアと改善点のヒントをまとめた手技の要約



複数の受講生の手技の概要を表示



受講生が自分の手技を確認



SkillGuide™によるプラグアンドプレイの接続オプション

リトルアン® QCPR

CPRの質を重視する

調査によると、質の高いバイスタンダーCPRと病院外心停止の転帰の改善には関連性があることがわかっています。

QCPR測定機能とフィードバックテクノロジーにより、以下が可能になります。

- ・圧迫と換気に関するリアルタイムフィードバック
- ・全体的なスコアと改善点のヒントを含むデブリーフィング機能
- ・圧迫の解除、深さ、速さ、換気の量、圧迫 / 換気 / サイクルの数に関する詳細情報

学習効果を高める効率的な指導

インストラクターは最大6人の受講生の概要を同時に把握でき、各受講生が何を学習する必要があるのか、をすばやく特定できるので、受講生一人一人に合わせた正確な指導が可能になります。


積極的に集中して取り組む

客観的なフィードバックとスコアリングにより、受講生はお互いに競争心を持って取り組むようになるだけでなく、自己ベストのスコアを目指して努力できます。競争する要素は、受講生をトレーニングに引き込み、インタラクティブ性を高め、モチベーションをアップさせることがわかっています。また、インストラクターはデバイスの画面をクラス全体で確認できるように大型スクリーンやTVに映し出すことができます。



QCPRへのアップグレード



すべての既存のリトルアン® マネキンは、リトルアン® QCPRアップグレードキットにより、簡単にアップグレードできます。



QCPR アプリ
インストラクターや学習者は、深度、リリース、速度および換気についてのフィードバックを携帯電話やタブレットのアプリから、Bluetooth による無線で使用できます。

QCPR補強シール

QCPR リフレクター



1~6体のマネキンに接続

リトルアン® QCPRの詳細については、Laerdal.com/LittleAnneQCPRをご覧ください。

リトル

カタログ番号	商品名
123-01050	リトルアン QCPR
123-60750	リトルアン QCPR アップグレードキット

リトルアン® QCPRの詳細について、またすでにお持ちのリトルアン® マネキンアップグレードする方法については、Laerdal.com/LittleAnneQCPRをご覧ください。

アクセサリと消耗品

カタログ番号	商品名
170-30050	スキルガイド
123-50050	スキルガイド 延長ケーブル
020300	リトルアンエアウェイ (24 枚)
020301	リトルアンエアウェイ (96 枚)
15120103	マネキンフェイスシールド (36 枚×6 ロール/箱)
152400	マネキンワイプ (50 枚)
152401	マネキンワイプ (1200 枚)
310210	マネキンフェイス目閉じ (6 枚)

※当カタログの記載内容は、諸般の事情により予告なく変更される場合がございます。予めご了承ください。
※お問い合わせはカスタマーサービスでお受け致します。



製造販売元

レールダール メディカル ジャパン株式会社

お問い合わせ先 050-3733-2698

CustomerService.jp@laerdal.com



Laerdal®

helping save lives